

## Oversigt over kontroller, der skal gennemføres på analoge røntgenanlæg.

### MÅNEDLIGE KONTROLLER

Konstanskontrollerne udføres af klinikken selv. Resultatet af kontrollerne skal klinikken notere på skema 8.8 (skema 1 – 11) som findes i røntgenhåndbogen på [www.kiroviden.dk](http://www.kiroviden.dk).

- Indtrængende lys og mørkekammerlys
- Fremkaldetemperatur
- Grundslør
- Sværtning
- Kontrast
- Følsomhedsvariation mellem skærme (stikprøvevis)
- Kompression (stikprøvevis)
- Støv og urenheder
- Sværtning med og uden eksponeringsautomatik
- Strålekvalitet med og uden eksponeringsautomatik
- Lys- og strålefelt
- Opløsning

### ÅRLIGE KONTROLLER

- Statuskontroller (*udføres af det firma, som klinikken har indgået aftale med*). Firmaet vil normalt fremsende kopi af kontrollen til Kiropraktorernes Videnscenter, men det er klinikken ansvar at sørge for, at dette sker.
- Kontrol af blygummimateriel (forklæder m.v.) (dette kontrolleres normalt af det firma, som klinikken har aftale med, i forbindelse med den årlige statuskontrol).

### PATIENTDOSISMÅLINGER

Patientdosismålingerne skal gennemføres, hvert andet år, medmindre andet er aftalt med røntgenanlæggets ansvarlige fysiker. Det firma, som klinikken har aftale med laver i forbindelse med statuskontrollen en opmåling af generatoren og klinikken udfylder skema 13.2 i røntgenhåndbogen, som findes på [www.kiroviden.dk](http://www.kiroviden.dk). Klinikken indsender skemaerne til Kiropraktorernes Videnscenter når de er udfyldt.

### MODTAGEKONTROL

Modtagekontrol gennemføres af firmaet ved installation af røntgenanlæg (eller dele heraf). Firmaet vil normalt fremsende kopi af kontrollen til Kiropraktorernes Videnscenter, men det er klinikken ansvar at sørge for, at dette sker.